



تعليمات الاستخدام

RadiForce® MX317W

شاشة LCD ملونة

مهم







يرجى التأكد من قراءة تعليمات الاستخدام ودليل التركيب قبل الاستخدام.

- راجع دليل التركيب للحصول على إعدادات وتعديلات الشاشة.
- يمكن العثور على أحدث المعلومات عن المنتج بما في ذلك تعليمات الاستخدام على الموقع الإلكتروني.

www.eizoglobal.com

رموز السلامة

يستخدم هذا الدليل وهذا المنتج رموز السلامة الموضحة أدناه. حيث توضح هذه الرموز معلومات مهمة للغاية. يُرجى قراءتها بعناية.

قد يؤدي عدم الالتزام بالمعلومات الواردة في أي تحذير إلى حدوث إصابة خطيرة ويمكن أن تشكل تهديدًا على حياتك.	 تحذير
قد يؤدي عدم الالتزام بالمعلومات الواردة في أي تنبيه إلى حدوث إصابة متوسطة الخطورة و/أو يمكن أن تؤدي إلى تلف الممتلكات أو المنتج.	 تنبيه
يشير إلى تحذير أو تنبيه. على سبيل المثال،  يشير إلى خطر "صدمة كهربائية".	
يشير إلى إجراء محظور. على سبيل المثال،  يعني "لا تقم بالفلك".	

تم ضبط هذا المنتج تحديداً للاستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في الأصل. إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة، فقد لا يتم تشغيل المنتج كما هو موضح حسب المواصفات.


لا تجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه على نظام استرجاع أو نقله في أي صورة أو بأي وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو أي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة EIZO. لا تتحمل شركة EIZO أي التزام بإضفاء صفة السرية على أي مواد أو معلومات مسلمة لها قبيل إجراء الترتيبات اللازمة عقب تسلم شركة EIZO لتلك المعلومات ذات الصلة. على الرغم من أنه يُدلى أقصى مجهود للتأكد من تقديم هذا الدليل لأحدث المعلومات، يُرجى ملاحظة أن مواصفات منتج EIZO عرضة للتغيير دون إشعار.

الاحتياطات

مهم

تم ضبط هذا المنتج تحديداً للاستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في الأصل. إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة، فقد لا يتم تشغيل المنتج كما هو موضح حسب المواصفات.
بالنسبة للسلامة الشخصية والصيانة الصحيحة، يرجى قراءة قسم "الاحتياطات" بعناية وعبارة التنبيه على الشاشة.

موقع عبارات التنبيه




الرموز الموجودة في الوحدة

الرمز	يشير هذا الرمز إلى
	مفتاح الطاقة الرئيسي: اضغط لإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة.
	مفتاح الطاقة الرئيسي: اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي الخاص بالشاشة.
	زر التشغيل: اضغط لتشغيل مصدر الطاقة الخاص بالشاشة أو إيقافه.
	التيار المتردد
	التنبيه لوجود خطر التعرض لصدمة كهربائية
	تنبيه: انظر رموز السلامة [2]
	علامة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية: يجب التخلص من المنتج بمفرده، قد يُعاد تصنيع المواد الخام.
	علامة CE: علامة مطابقة الاتحاد الأوروبي طبقاً لأحكام توجيه المجلس ولائحة (الاتحاد الأوروبي) أو أيًا منهما.
	المُصنَّع
	تاريخ التصنيع
	تنبيه: يحظر القانون الفيدرالي (الولايات المتحدة الأمريكية) بيع هذا الجهاز من قبل المتخصص الطبي المرخص بالرعاية الصحية أو بناءً على طلب منه.
	الجهاز الطبي في الاتحاد الأوروبي
	المستورد في الاتحاد الأوروبي

الرمز	يشير هذا الرمز إلى
UK CA	علامة تشير إلى الامتثال للوائح المملكة المتحدة
UK Responsible Person	الشخص المسؤول في المملكة المتحدة
CH REP	الممثل المعتمد في سويسرا
EC REP	الممثل المعتمد في الاتحاد الأوروبي

تحذير











تحذير 
<p>إذا انبعث من الوحدة دخان، أو روائح تشبه رائحة شيء يحترق، أو صدر عنها أصوات غريبة مزعجة، فقم بفصل كافة توصيلات الطاقة في الحال واتصل بمندوب EIZO لطلب النصح منه.</p> <p>قد تتسبب محاولة استخدام الوحدة المتعطلة في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية أو إلحاق تلف بالجهاز.</p>
تحذير 
<p>لا تَقم بتفكيك أو تعديل الوحدة.</p> <p>قد يؤدي فتح الهيكل إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق عن طريق أجزاء عالية الجهد أو ذات درجة حرارة عالية.</p> <p>قد يؤدي إجراء تعديلات على الوحدة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>
تحذير 
<p>ارجع إلى موظف الصيانة المؤهل للقيام بكافة عمليات الصيانة.</p> <p>لا تَقم بمحاولة صيانة هذا المنتج بنفسك فإن فتح أو إزالة الأغطية قد يؤدي إلى نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز.</p>
تحذير 
<p>يُنصح بإبعاد الأشياء الغريبة أو السوائل عن الوحدة.</p> <p>قد يؤدي سقوط الأجزاء المعدنية أو المواد القابلة للاشتعال أو السوائل على الهيكل إلى خطر نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو تلف بالمعدات.</p> <p>في حالة وقوع أي شيء/انسكاب أي سائل داخل الهيكل، قم بفصل قابس الوحدة في الحال. اطلب من مهندس الصيانة المؤهل فحص الوحدة قبل استخدامها مرة أخرى.</p>
تحذير 
<p>ضع الوحدة في مكان صلب ومستقر.</p> <p>قد تسقط الوحدة التي تم وضعها على سطح غير ملائم وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة.</p> <p>في حالة سقوط الوحدة، قم بفصل الطاقة في الحال واتصل بمندوب EIZO المحلي لطلب النصح منه. لا تَقم بالاستمرار في استخدام وحدة تالفة. قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>
تحذير 
<p>استخدم الوحدة في المكان الملائم.</p> <p>وإلا، فقد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا تَقم بوضع الوحدة في الأماكن المفتوحة. • لا تَقم بوضع الوحدة في أي من وسائل النقل (السفن والطائرات والقطارات والحافلات وما شابه). • لا تَقم بوضع الوحدة في بيئات متربة أو رطبة. • لا تَقم بوضعها في أماكن يحتمل أن تتعرض فيه الشاشة للبلل بالماء (الحمامات والمطابخ وما شابه). • لا تعتمد إلى وضع الوحدة في أماكن تكون فيها الشاشة عرضة للبخار بشكل مباشر. • لا تَقم بوضعها بالقرب من أجهزة توليد الحرارة أو أجهزة ضبط الرطوبة. • لا تَقم بوضعها في مواقع يتعرض فيها المنتج لضوء الشمس المباشر. • لا تعتمد إلى وضعها في بيئات تحتوي على غاز قابل للاشتعال. • تجنب وضعها في بيئات تحتوي على غازات مسببة للتآكل (مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين والكلور والأمونيا والأوزون). • تجنب وضعها في بيئات تحتوي على أتربة ومركبات تساعد على التآكل في الهواء (مثل كلوريد الصوديوم والكبريت والمعادن الموصلة وغيرها من المركبات الأخرى).

	<p>تحذير </p>
<p>احتفظ بأكياس التعبئة البلاستيكية بعيدًا عن الأطفال الرضع والأطفال. قد تؤدي أكياس التعبئة إلى خطر حدوث اختناق.</p>	
	<p>تحذير </p>
<p>استخدم سلك الطاقة المرفق وقم بالتوصيل وفقًا لمعيار مأخذ التيار في دولتك. تأكد من الاستخدام ضمن حدود الجهد الكهربائي المقدر لسلك الطاقة. وإلا، فقد ينتج عن ذلك نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. مصدر إمداد الطاقة: تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز</p>	
	<p>تحذير </p>
<p></p>	<p>لفصل سلك الطاقة، قم بنزع القابس بثبات واسحبه. قد يؤدي الربط على السلك إلى تلفه مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p> <p style="text-align: center;">  OK   </p>
	<p>تحذير </p>
<p></p>	<p>يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار أساسي مؤرض. قد يتسبب الفشل في القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>
	<p>تحذير </p>
<p>استخدم الجهد الصحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> • الوحدة مصممة للاستخدام مع الجهد المحدد فقط. قد يتسبب الاتصال بجهد كهربائي آخر غير المحدد في "تعليمات الاستخدام" هذه إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز. • مصدر إمداد الطاقة: تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز • لا تقم بالتحميل الزائد على الدائرة الكهربائية الخاصة بك، لأن هذا من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. 	
	<p>تحذير </p>
<p></p>	<p>قم بالتعامل مع سلك الطاقة بعناية. لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة أو تقم بسحبه أو ربطه. قد يؤدي استخدام سلك طاقة تالف إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>
	<p>تحذير </p>
<p></p>	<p>لا ينبغي على المشغل ملامسة المريض أثناء لمسه للمنتج. هذا المنتج غير مصمم ليتم لمسه بواسطة المرضى.</p>
	<p>تحذير </p>
<p></p>	<p>لا تقم أبدًا بلمس القابس أو سلك الطاقة في حالة وجود رعد. فإن لمسهم قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.</p>

تحذير 
<p>عند إرفاق ركيزة ذراع، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لركيزة الذراع وقم بتركيب الوحدة بأمان. وإلا فقد تنفصل الوحدة مما يسبب وقوع إصابات و/أو تلف الأجهزة.</p> <p>وقبل التركيب، تأكد من أن المكتب أو الجدار أو أي سطح خاص بالتركيب يتمتع بقوة ميكانيكية كافية.</p> <p>في حالة سقوط الوحدة، قم بفصل الطاقة في الحال واتصل بمندوب EIZO المحلي لطلب النصح منه. لا تقم بالاستمرار في استخدام وحدة تالفة. قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. عند إعادة ربط ركيزة الإمالة، يرجى استخدام نفس المسامير وإحكامها بأمان.</p>
تحذير 
<div style="display: flex; align-items: center;">  <p>لا تقم بلمس لوحة LCD التالفة مباشرةً بأيدي عارية.</p> <p>إذا تعرض أي جزء من جلدك للملامسة بشكل مباشر مع اللوحة، اغسله بالكامل.</p> <p>إذا دخلت مادة الكريستال السائل داخل عينيك أو فمك، اشطفه على الفور بكمية وافرة من الماء واطلب العناية الطبية. وإلا فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث رد فعل سمي.</p> </div>
تحذير 
<p>وللتثبيت في أماكن مرتفعة، اطلب المساعدة من فني.</p> <p>عند تركيب الشاشة في مكان مرتفع، فهناك خطر سقوط المنتج أو أي جزء منه مما قد يسبب في حدوث إصابة. اطلب المساعدة منا أو من فني متخصص في أعمال التركيب عند تركيب الشاشة، بما في ذلك فحص المنتج للكشف عن أي ضرر أو تشوهات قبل وبعد تركيب الشاشة.</p>

تنبيه

تنبيه ⚠
<p>تحقق من حالة التشغيل قبل الاستخدام. ابدأ في الاستخدام بعد التأكد من عدم وجود مشكلات في الصور المعروضة. عند استخدام وحدات متعددة، ابدأ في الاستخدام بعد التأكد من عرض الصور بشكلٍ مناسب.</p>
تنبيه ⚠
<p>أحكم تثبيت الكابلات / الأسلاك التي تحتوي على ميزة التثبيت. إذا لم يتم تثبيت الكابلات / الأسلاك بإحكام، فقد تنفصل، وبالتالي قد تنقطع الصور وتتوقف عملياتك.</p>
تنبيه ⚠
<p>قم بفصل الكابلات ثم قم بإزالة الملحقات عند تحريك الوحدة. وإلا، فقد تنفصل الكابلات أو الملحقات بنفسها عند تحريك الوحدة، مما يؤدي إلى وقوع إصابة.</p>
تنبيه ⚠
<p>قم بحمل الوحدة أو وضعها وفقاً للطرق المحددة الصحيحة.</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند تحريك المنتج، أمسك بالجزء السفلي من الشاشة بإحكام. • تعتبر الشاشات بمقاس 30 بوصة وأكثر ثقيلة الوزن. عند فك تغليف الشاشة و/أو حملها، تأكد من وجود شخصين على الأقل عند القيام بذلك. • إذا كان طراز جهازك مزوداً بمقبض على الجزء الخلفي للشاشة، فاقبض على الجزء السفلي ومقبض الشاشة وأمسك بهما بإحكام. <p>قد يؤدي إسقاط الوحدة إلى وقوع إصابات أو تلف الأجهزة.</p>
تنبيه ⚠
<p>احرص جيداً على أن لا تتحشر يديك. إذا قمت فجأة باستخدام قوة على الشاشة لضبط ارتفاعها أو زاويتها، فقد يؤدي ذلك إلى انحشار يديك وإصابتها.</p>
تنبيه ⚠
<p>لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة بالهيكل.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا تقم بوضع أي أشياء على فتحات التهوية. • لا تعتمد إلى تركيب الوحدة في مكان سيء التهوية أو في حيز غير ملائم. • لا تقم باستخدام الوحدة وهي مائلة أو تقلبها رأساً على عقب. <p>يعمل سد فتحات التهوية على منع تدفق الهواء بشكل مناسب وقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إلحاق التلف بالجهاز.</p>

	<p>تنبيه </p>
	<p>لا تقم بلمس قابس التيار ويديك مبللة. فإن لمسهم قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.</p> 
	<p>تنبيه </p>
	<p>لا تقم بوضع أي أشياء حول قابس التيار. إن هذا لتسهيل فصل قابس التيار في حال وجود مشكلة ما لتجنب نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.</p>
	<p>تنبيه </p>
	<p>قم بتنظيف المنطقة حول قابس الطاقة وفتحة تهوية الشاشة من أن إلى آخر. قد يؤدي وجود الغبار أو الماء أو الزيت على هذه المنطقة إلى نشوب حريق.</p>
	<p>تنبيه </p>
	<p>قم بفصل الوحدة قبل تنظيفها. قد يؤدي تنظيف الوحدة عندما تكون متصلة بمأخذ الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية.</p>
	<p>تنبيه </p>
	<p>إذا كنت تنوي ترك الوحدة بدون استخدام لفترة طويلة، فقم بفصل قابس التيار من مقبس الحائط بعد إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة لضمان السلامة وحفظ الطاقة.</p>
	<p>تنبيه </p>
	<p>تخلص من هذا المنتج وفقاً لقوانين المنطقة أو بلد الإقامة.</p>
	<p>تنبيه </p>
	<p>للمستخدمين الذين يسكنون في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا: في حال وقوع أي حدث خطير بسبب الجهاز، يجب إبلاغ المصنع به وسلطات الدولة العضو المختصة التي يعيش فيها مستخدم الجهاز أو المريض.</p>

إشعار لشاشة العرض هذه

مؤشرات للاستخدام

تم تصميم هذا المنتج لاستخدامه عرض الصور الإشعاعية للمراجعة والتحليل والتشخيص من خلال متخصصين طبيين مدربين. تستخدم شاشة العرض هذه لأغراض التصوير الإشعاعي للثدي.

إشعار
<ul style="list-style-type: none"> • هذا المنتج غير مخصص للاستخدام في التشخيص المختبري. • قد لا يتم تغطية هذا المنتج من خلال الضمان للاستخدامات غير الموضحة في هذا الدليل. • إن المواصفات المذكورة في هذا الدليل لا تنطبق إلا عند استخدام أسلاك الطاقة المزود بها المنتج وكابلات الإشارات التي تحددها شركة EIZO. • لا تستخدم إلا الملحقات الخاصة بمنتجات شركة EIZO المحددة من قبل EIZO مع هذا المنتج.

احتياطات الاستخدام

- قد تنتسوه القطع (مثل لوحة LCD والمروحة) مع الاستخدام على المدى الطويل. تحقق من عملها بشكل طبيعي على نحو دوري.
- عندما يتم تغيير صورة الشاشة بعد عرض نفس الصورة لفترة ممتدة من الزمن، فقد تظل صورة التلوين. استخدم شاشة التوقف أو وظيفة توفير الطاقة لتجنب عرض نفس الصورة لفترات ممتدة من الزمن. وقد تظهر صورة التلوين، حتى بعد مرور فترة زمنية قصيرة، بناءً على الصورة المعروضة. لإزالة مثل هذه الظاهرة، قم بتغيير الصورة أو أبقِ الطاقة قيد الإيقاف لعدة ساعات.
- يستغرق الأمر عدة دقائق حتى يستقر عرض شاشة العرض. قبل استخدام الشاشة، يرجى الانتظار بضع دقائق أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة العرض أو تنشيط شاشة العرض من وضع توفير الطاقة.
- إذا استمرت الشاشة في العرض بشكل متواصل لفترة طويلة من الوقت، فقد تظهر بقع أو حروق. لإطالة عمر الشاشة، نوصي بإغلاق شاشة العرض من آن لآخر.
- عمر الضوء الخلفي للوحة LCD ثابت. اعتمادًا على نمط الاستخدام، كالأستخدام لفترات طويلة مستمرة، فقد يُستهلك عمر الإضاءة الخلفية في وقت أقل، الأمر الذي يتطلب الاستبدال. عندما تصبح الشاشة مظلمة أو تبدأ في الوميض، يرجى الاتصال بمندوب EIZO المحلي الخاص بك.
- قد يوجد بالشاشة عدد من وحدات البيكسل المشوهة أو عدد صغير من النقاط المضيئة على الشاشة. يرجع ذلك إلى الخصائص الخاصة بلوحة LCD ذاتها، وليس عطل بالمنتج.
- لا تضغط على سطح لوحة (LCD) أو إطارها الخارجي بقوة، لأن ذلك قد يتسبب في أعطال في العرض، على سبيل المثال أنماط التداخل، وغير ذلك. في حالة استمرار الضغط على لوحة (LCD) بشكل مستمر، فقد يؤدي ذلك إلى تدهور الكريستال السائل أو تلف لوحة (LCD). (في حالة بقاء علامات الضغط على لوحة LCD، اترك شاشة العرض مع شاشة بيضاء أو سوداء. قد تختفي الأعراض).
- لا تقم بخدش لوحة LCD أو بالضغط عليها باستخدام أشياء حادة، لأن ذلك قد يتسبب في تلفها. لا تحاول التنظيف باستخدام الأنسجة لأن ذلك قد يؤدي إلى خدش باللوحة.
- لا تقم لمس مستشعر المعايرة المدمج (المستشعر الأمامي المتكامل). فقد يؤدي ذلك إلى تقليل دقة القياس أو التسبب في تلف الجهاز.
- تبعًا للبيئة، قد تختلف القيمة التي تم قياسها بواسطة مستشعر الإضاءة المدمج عن القيمة المعروضة على عداد الإضاءة الفريد من نوعه.
- قد يحدث تكاثف قطرات الندى على سطح هذا المنتج أو داخله عندما يتم إحضاره إلى غرفة باردة، أو عندما ترتفع درجة الحرارة فجأة، أو عند نقله من غرفة باردة إلى أخرى دافئة. في هذه الحالة، لا تقم بتشغيل المنتج. بدلاً من ذلك، انتظر حتى يخف تكاثف قطرات الندى، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف المنتج.

لاستخدام الشاشة لفترة طويلة

التحكم في الجودة

- تتأثر جودة العرض على الشاشات بمستوى جودة إشارات الدخل ومدى تدهور حالة المنتج. قم بإجراء الفحوص البصرية والاختبارات الدورية المنتظمة (بما في ذلك فحص تدرج الرمادي) حتى تتوافق مع المعايير الطبية/التوجيهات الإرشادية تبعاً لطريقة استخدامك، وقم بإجراء المعايرة حسب الضرورة. تتيج لك مجموعة برامج التحكم في الجودة لشاشة RadiCS (اختياري) القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة بحيث يلبي المعايير الطبية / التوجيهات الإرشادية.
- يرجى الانتظار 15 دقيقة أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة العرض أو بعد تنشيط شاشة العرض من وضع توفير الطاقة، قبل إجراء اختبارات متنوعة للتحكم في الجودة، أو المعايرة، أو ضبط الشاشة لشاشة العرض.
- نوصي بأن يتم ضبط شاشات العرض إلى المستوى الموصى به أو أقل لتقليل التغييرات في اللعان بواسطة الاستخدام طويل المدى والحفاظ على سطوع ثابت.
- لضبط نتائج القياس لمستشعر المعايرة المتكامل (المستشعر الأمامي المتكامل) على تلك الخاصة بالمستشعر الخارجي والذي يُباع على حدة، قم بتنفيذ التصحيح بين المستشعر الأمامي المتكامل والمستشعر الخارجي باستخدام (ملحق اختياري) RadiCS / RadiCS LE (مضمن). يتيح لك التصحيح الدوري الحفاظ على نتيجة القياس للمستشعر الأمامي المتكامل عند مستوى يكافئ ذلك الخاص بالمستشعر الخارجي. للحصول على تفاصيل حول الارتباط، راجع دليل مستخدم RadiCS / RadiCS LE.

إشعار
<ul style="list-style-type: none"> • قد تتغير حالة عرض الشاشة بشكل غير متوقع بسبب حدوث خطأ في التشغيل أو تغيير غير متوقع في الإعداد. يُوصى باستخدام الشاشة مع مفاتيح التشغيل بعد ضبط شاشة العرض. • للحصول على تفاصيل حول كيفية الاستخدام، راجع دليل التركيب (على CD-ROM).

التنظيف

- يوصى بالتنظيف من أن لآخر للحفاظ على مظهر المنتج جديد وإطالة عمر التشغيل الخاص به.
- يمكن إزالة البقع من على المنتج عبر ترطيب قطعة قماش ناعمة بالماء، أو باستخدام منظف الشاشة الخاصة بنا والمسح بلطف.

إشعار
<ul style="list-style-type: none"> • لا تجعل السوائل تلامس المنتج مباشرةً. وإذا حدث ذلك، فقم بمسحها على الفور. • لا تسمح للسوائل بالدخول في الفتحات أو إلى داخل المنتج. • عند استخدام المواد الكيميائية للتنظيف أو التطهير، فقد تتسبب المواد الكيميائية مثل الكحول أو المطهرات في اختلاف اللعان أو فقده وتغيير لون المنتج، وتردي جودة الصورة. لا تستخدم المواد الكيميائية بشكل متكرر. • تجنب تمامًا استخدام أي مخفف طلاء، أو بنزين، أو شمع، أو منظف كاشط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج. • لمزيد من المعلومات عن التنظيف والتطهير، يُرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنا. • طريقة الفحص: قم بالدخول إلى موقع www.eizoglobal.com واكتب كلمة "disinfect" في مربع البحث على الموقع للبحث عن هذه الكلمة.

التطهير بالمواد الكيميائية

- عند تطهير المنتجات، نوصي باستخدام المواد الكيميائية التي اختبرناها (انظر الجدول أدناه). لاحظ أن استخدام هذه المواد الكيميائية لا يضمن عدم تلف هذه المنتجات أو تضررها.

الفئة	نوع المادة الكيميائية	مثال على المنتج
كحولي	الفرك بمادة الإيثانول (الكحول الإيثيلي)	الإيثانول
كحولي	الإيزوبروبانول	الإيزوبروبانول الكحولي (IPA)
البيغوانيد	الكلور هيكلين جلوكونات	محلول هيبينان
كحولي	كلوريد البنز الكونيوم	Welpas
تبعاً للألدهيد	Glutaral	Sterihyde
تبعاً للألدهيد	Glutaral	Cidex Plus28
عامل الأمفوترينك الفعال	هيدروكلوريد الكيل أمينو إيثيل غليسين	محلول Satenidin

لاستخدام شاشة العرض بشكل مريح

- قد تؤثر الظلمة أو السطوع الشديد على عينيك. قم بضبط سطوع الشاشة وفقًا للظروف البيئية.
- بدء تشغيل الشاشة لفترة طويلة يرهق عينيك. استرح لمدة 10 دقائق كل ساعة.
- انظر إلى الشاشة من على بُعد مناسب ومن زاوية مناسبة.

تحذيرات الأمان السيبراني ومسؤولياته

- يجب أن يكون تحديث البرنامج الثابت عن طريق شركة EIZO أو موزعها.
- إذا أوصت شركة EIZO أو أحد موزعيها بضرورة تحديث البرنامج الثابت، فقم بتحديثه على الفور.

المحتويات

3 الاحتياطات	
3 مهم	
3 موقع عبارات التنبيه	
3 الرموز الموجودة في الوحدة	
10 إشعار لشاشة العرض هذه	
10 مؤشرات للاستخدام	
10 احتياطات الاستخدام	
11 لاستخدام الشاشة لفترة طويلة	
11 التحكم في الجودة	
11 التنظيف	
11 التطهير بالمواد الكيميائية	
12 لاستخدام شاشة العرض بشكل مريح	
12 تحذيرات الأمن السيراني ومسؤولياته	
15 1 مقدمة	
15 1.1 المميزات	
15 1.1.1 الترتيب الحر	
15 1.1.2 توصيل الأسلاك البسيط	
15 1.1.3 تدعم شاشة الفيديو ومصدر إمداد الطاقة مع توصيل كابل USB واحد من النوع C	
16 1.1.4 شاشة ألوان وأحادية اللون هجين	
16 1.1.5 التحكم في الجودة	
16 1.1.6 وظيفة قاعدة التثبيت	
16 1.1.7 تصميم موفر للمساحة	
16 1.1.8 تشغيل الشاشة من الماوس ولوحة المفاتيح	
18 1.2 محتويات الحزمة	
18 1.2.1 EIZO LCD Utility Disk	
18 1.2.2 RadiCS LE	
19 1.2.3 لاستخدام RadiCS LE	
20 1.3 مفاتيح التحكم والوظائف	
20 1.3.1 الجزء الأمامي	
21 1.3.2 الجزء الخلفي	
23 2 التركيب / التوصيل	
23 2.1 قبل التركيب	
23 2.1.1 شروط التركيب	
24 2.2 كابلات الاتصال	
28 2.3 تشغيل مصدر الطاقة	
29 2.4 ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها	
30 3 مشكلة عدم وجود صورة	
32 4 المواصفات	

32	قائمة المواصفات	4.1
32	لوحة LCD	4.1.1
32	إشارات الفيديو	4.1.2
32	USB	4.1.3
32	الشبكة	4.1.4
33	الطاقة	4.1.5
33	المواصفات المادية	4.1.6
33	متطلبات التشغيل البيئية	4.1.7
33	شروط النقل / التخزين	4.1.8
34	معدلات الدقة المتوافقة	4.2
34	الملحقات	4.3
35	الملحق	
35	المعايير الطبية	
35	تصنيف المنتج	
36	معلومات EMC	
36	بيئات الاستخدام المقصودة	
37	الأوصاف الفنية	


1 مقدمة

شكرًا لك كثيرًا لاختيارك شاشة عرض LCD لصورة ملونة من EIZO.

1.1 المميزات

1.1.1 الترتيب الحر


- تم تجهيز هذا المنتج بوظائف PbyP (صورة بصورة) و PinP (صورة داخل صورة) التي يمكنها عرض ما يصل إلى ثلاث إشارات في الوقت نفسه.



- تقدم شاشة العرض وظيفة كابل PbyP واحد التي تعرض الصورة في وضع PbyP باستخدام كابل إشارة واحد.

1.1.2 توصيل الأسلاك البسيط


تم تجهيز شاشة العرض هذه بطرف توصيل الخرج موصل USB من النوع C® (USB-C®). من طرف توصيل الخرج، يمكن إخراج الإشارة على شاشة مختلفة.



1.1.3 تدعم شاشة الفيديو ومصدر إمداد الطاقة مع توصيل كابل USB واحد من النوع C

تم تجهيز هذا المنتج بموصل USB من النوع C ويدعم نقل إشارات الفيديو (وضع DisplayPort™ Alt) ومصدر إمداد الطاقة (توصيل طاقة USB).

إنه يوفر قوة 94 وات كحد أقصى من الطاقة لجهاز كمبيوتر محمول متصل عند استخدام شاشة خارجية.



ملاحظة

- لعرض إشارات الفيديو، يجب أن يدعم الجهاز المتصل نقل إشارات الفيديو (وضع DisplayPort Alt).
- للتمتع باستخدام وظيفة الشحن، يجب أن يدعم الجهاز المتصل الشحن باستخدام توصيل طاقة USB.
- عند استخدام كابلات USB التالية، يمكن توفير قوة 94 وات كحد أقصى من الطاقة:
– CC150SS81G-5A (مضمن)
- يمكن شحن الأجهزة المتصلة حتى عندما تكون الشاشة في وضع توفير الطاقة.

1.1.4 شاشة ألوان وأحادية اللون هجين


عند تمكين وظيفة Hybrid Gamma PXL (جاما الهجينة PXL)، يقوم هذا المنتج تلقائيًا بالتمييز بين الأجزاء الملونة والأجزاء أحادية اللون لنفس الصورة على مستوى البكسل ويعرضها على التوالي بتدرجات مثالية.

1.1.5 التحكم في الجودة

- تحتوي هذه الشاشة على مستشعر المعايرة المدمج (المستشعر الأمامي المتكامل). يتيح هذا المستشعر للشاشة القيام بالمعايرة (المعايرة الذاتية) وفحص تدرج الرمادي بشكل مستقل.
- يتيح لك استخدام RadiCS LE المدمجة إجراء معايرة الشاشة وإدارة السجل.
- يتيح لك مجموعة برامج التحكم في الجودة لشاشة RadiCS القيام بتنفيذ عملية التحكم بالجودة بحيث يلبي المعايير الطبية/التوجيهات الإرشادية.


1.1.6 وظيفة قاعدة التثبيت

تم تجهيز هذه الشاشة بمنفذ LAN ومجمع وصلات USB التي يمكن استخدامها كقاعدة تثبيت. عند توصيل كابل USB من النوع C، يمكنك خلق بيئة شبكة مستقرة سواء على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية غير مجهزة بمنافذ LAN. يمكنك أيضًا استخدام الأجهزة الطرفية المتوافقة مع USB وشحن الهواتف الذكية (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب).



1.1.7 تصميم موثر للمساحة

تم تجهيز الشاشة بموصلات USB متعددة (صاعدة). يمكنك تشغيل أجهزة كمبيوتر عديدة باستخدام مجموعة واحدة من أجهزة USB (الماوس، لوحة المفاتيح، إلخ).



1.1.8 تشغيل الشاشة من الماوس ولوحة المفاتيح

باستخدام برنامج التحكم في الجودة لشاشة العرض RadiCS/RadiCS LE، يمكنك إجراء عمليات التشغيل التالية الخاصة بالشاشة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح:

- تبديل أوضاع مفتاح CAL
- تبديل إشارات الدخل

- وظيفة تعيين وضع CAL Switch (مفتاح CAL) إلى جزء من الشاشة وعرض الصورة (التصويب والتركيز)
- عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في PinP (Hide-and-Seek)
- تبديل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أجهزة USB (Switch-and-Go)
- الدخول في وضع توفير الطاقة (Backlight Saver)

ملاحظة

- يتيح لك برنامج RadiCS / RadiCS LE عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في PinP وتبديل جهاز الكمبيوتر الذي تم استخدامه لتشغيل أجهزة USB في الوقت نفسه. للحصول على المزيد من المعلومات حول إجراء الإعداد، راجع دليل المستخدم الخاص بـ RadiCS / RadiCS LE.

1.2 محتويات الحزمة

يُرجى التأكد من توافر كافة العناصر التالية بالعبوة. في حالة عدم وجود أي عنصر أو وجوده تالفًا، يُرجى الاتصال بالوكيل أو موزع EIZO المحلي.

ملاحظة
• نوصيك بالاحتفاظ بصندوق العبوة ومواد التعبئة في حالة تحريك المنتج أو نقله في المستقبل.

• شاشة

• سلك الطاقة



• كابل إشارة رقمي (DisplayPort - DisplayPort): PP300-V14 x 2



• كابل إشارة رقمية (HDMI® - HDMI): HH300PR x 1



• كابل USB 2.0 (USB من النوع A) - (USB من النوع B): UU300 x 2



• كابل USB من النوع C (USB من النوع C) - (USB من النوع C): CC150SS81G-5A x 1



• EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)

• تعليمات الاستخدام

1.2.1 EIZO LCD Utility Disk

تحتوي أسطوانة CD-ROM على العناصر التالية. ارجع إلى "Readme.txt" على القرص للقيام بإجراءات بدء تشغيل البرامج أو إجراءات مرجع الملف.

• ملف Readme.txt

• مجموعة برامج التحكم في جودة شاشة عرض RadiCS LE (لنظام Windows)

• دليل المستخدم

– دليل مستخدم هذه الشاشة

– دليل تركيب الشاشة

– دليل مستخدم RadiCS LE

• أبعاد الرسم التخطيطي

1.2.2 RadiCS LE

يُتيح لك RadiCS LE القيام بتنفيذ التحكم بالجودة وعمليات تشغيل الشاشة التالية. للحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج أو إجراء الإعداد، راجع دليل المستخدم الخاص في RadiCS LE.

التحكم في الجودة

• تنفيذ المعايير

• عرض نتائج الاختبار في قائمة وإنشاء تقرير الاختبار

• إعداد المعايير الذاتية المستهدفة والجدول الزمني للتنفيذ

عمليات تشغيل الشاشة

• تبديل أوضاع مفتاح CAL

• تبديل إشارات الدخل

- وظيفة تعين وضع CAL Switch (مفتاح CAL) إلى جزء من الشاشة وعرض الصورة (التصويب والتركيز)
- عرض أو إخفاء النافذة الفرعية الخاصة في (Hide-and-Seek) PinP
- تبديل أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أجهزة USB (Switch-and-Go)
- الدخول في وضع توفير الطاقة (Backlight Saver)
- ميزة تقوم بضبط سطوع الشاشة تلقائياً لتتوافق مع مستوى الإضاءة المحيطة عند ضبط وضع النص (Auto Brightness Control) (التحكم التلقائي في مستوى السطوع)

إشعار


- إن المواصفات الخاصة في RadiCS LE خاضعة للتغيير دون إشعار. إن الإصدار الأخير الخاص في RadiCS LE متوفر للتنزيل من موقع الويب الخاص بنا: (www.eizoglobal.com)

1.2.3 استخدام RadiCS LE

- للحصول على المعلومات عن كيفية تركيب واستخدام RadiCS LE، راجع دليل المستخدم الخاص في RadiCS LE (على (CD-ROM).
- عند استخدام RadiCS LE، قم بتوصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام كابل USB المرفق. للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الشاشة، انظر **2.2 كابلات الاتصال** [24].



1.3 مفاتيح التحكم والوظائف

1.3.1 الجزء الأمامي



يستخدم هذا المستشعر للقيام بالمعايرة وفحص تدرج الرمادي.	1. المستشعر الأمامي المتكامل (قابل للحركة)
يقوم هذا المستشعر بقياس الإضاءة المحيطة. يتم القيام بقياس الإضاءة المحيطة باستخدام برامج التحكم في الجودة RadiCS/RadiCS LE.	2. مستشعر الإضاءة
تقوم بعرض دليل التشغيل. تقوم بضبط القوائم وفقًا لدليل التشغيل.	3. مفاتيح التشغيل
يعمل على تشغيل مصدر الطاقة أو إيقافه. يضئ مؤشر المفتاح عندما تقوم بتشغيل مصدر الطاقة. يختلف لون المؤشر تبعًا لحالة تشغيل الشاشة. أخضر: وضع التشغيل العادي، برتقالي: وضع توفير الطاقة، إيقاف: مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقاف الطاقة	4. مفتاح الطاقة

1.3.2 الجزء الخلفي



1. المقبض	يُستخدم هذا المقبض للنقل. تنبيه • أمسك الشاشة بقوة من المقبض والجزء السفلي أثناء حملها، ولا تضغط على لوحة LCD أو تسقط الشاشة. لا تقم بالإمساك بجزء المستشعر الموجود في الجزء الأمامي من الشاشة.
2. ركيذة	لضبط ارتفاع وزاوية (الإمالة والتدوير) الشاشة.
3. مفتاح الطاقة الرئيسي	يعمل على تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقافه. ○ : إيقاف تشغيل، : تشغيل
4. موصل التيار	يوصل سلك الطاقة.
5. فتحة قفل الأمان	يتوافق مع نظام أمان Kensington من إنتاج MicroSaver.
6. حامل الكبل	يقوم بتثبيت كابلات الشاشة.
7. موصل USB من النوع A (هابط)	يتصل بجهاز USB طرفي (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب).
8. موصل HDMI	يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج HDMI.
9. موصل DisplayPort	يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج DisplayPort.
10. موصل USB من النوع C (صاعد)	يتصل بجهاز الكمبيوتر المزود بخرج USB من النوع C. ينقل هذا أيضاً إشارة USB الضرورية لاستخدام البرامج التي تتطلب اتصال USB أو وظيفة قاعدة التثبيت (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب).

<p>يتصل بموصل USB من النوع C صاعد لشاشة أخرى عند إعداد اتصال سلسلة تعاقبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيله بجهاز USB طرفي (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب).</p>	<p>11. موصل USB من النوع C (هابط)</p>
<p>يتصل بمجمع وصلات شبكة أو موجه باستخدام كابل LAN من أجل استخدام اتصال الشبكة لوظيفة قاعدة التثبيت (انظر "استخدام وظيفة قاعدة التثبيت" في دليل التركيب).</p>	<p>12. منفذ LAN</p>
<p>يتصل بجهاز كمبيوتر عند استخدامك لبرنامج يتطلب توصيل USB على جهاز كمبيوتر دون اتصال USB من النوع C أو عند استخدام وظيفة مجمع وصلات USB لهذا المنتج.</p>	<p>13. موصل USB من النوع B (صاعد)</p>

2 التركيب / التوصيل

2.1 قبل التركيب

اقرأ [الاحتياطات](#) [3] واتبع التعليمات دائمًا.

إذا وضعت هذا المنتج على مكتب مطلي بالورنيش، فقد يلتصق اللون بأسفل القائم بسبب مكونات المطاط. تحقق من سطح المكتب قبل الاستخدام.

2.1.1 شروط التركيب

عند تركيب شاشة العرض في الحامل، تأكد من وجود مسافة كافية حول جوانب الشاشة وخلفها وأعلىها.

إشعار
• ضع شاشة العرض بحيث لا يكون هناك ضوء يتداخل مع الشاشة.

2.2 كابلات الاتصال


إشعار

- تأكد من إيقاف تشغيل كلٍ من الشاشة وجهاز الكمبيوتر والأجهزة الطرفية قبل التوصيل.
- عند استبدال الشاشة الحالية بهذه الشاشة، راجع 4.2 معدلات الدقة المتوافقة [34] لتغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاصة بالدقة وتردد المسح العمودي إلى تلك الإعدادات المتاحة لهذه الشاشة قبل التوصيل بالكمبيوتر.
- إذا كان من الصعب إدخال الكابلات، فقم بضبط زاوية الشاشة.

1. قم بتوصيل كابلات الإشارة.

تحقق من أشكال الموصلات، وقم بتوصيل الكابلات.


عرض شاشة واحدة



إشعار

- في إعداد المصنع، يتم عرض إشارة موصل 1 DisplayPort. لعرض إشارات من موصلات أخرى، قم بتبديل إشارات الدخل (انظر "تبديل إشارات الدخل" في دليل التركيب).
- يمكن عرض إشارات HDMI في نطاق محدود.


عرض PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)




إشعار

- فيما يتعلق بعرض PbyP (DisplayPort 1 / DisplayPort 2)، من الضروري ضبط "PbyP Settings" في قائمة الإعدادات. للحصول على التفاصيل، يرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- عندما يتم استخدام الشاشة في الوضع PbyP لعرض الصور من جهاز كمبيوتر، قد يتم تقييد استخدام بعض الوظائف الخاصة في التحكم بالجودة كالمعايرة.

عرض PbyP (كابل PbyP واحد)




إشعار

- فيما يتعلق بعرض PbyP (One Cable PbyP)، قم بتوصيل موصل DisplayPort 1 أو موصل USB من النوع C (صاعد: ) بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ضبط "PbyP Settings" في قائمة الإعداد. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).

عرض PinP (نافذة فرعية)


مثال: استخدام موصل HDMI




إشعار



- فيما يتعلق بعرض PinP (نافذة فرعية)، من الضروري ضبط "PinP Settings" في قائمة الإعداد. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- عندما يتم عرض إشارة HDMI في وضع شاشة واحدة، يتعدّر استخدام وظيفة PinP (نافذة فرعية).

عند توصيل شاشات عرض أخرى باستخدام اتصال السلسلة التعاقبية

دخّل الإشارة لموصل DisplayPort 1 أو موصل USB من النوع C (صاعد: ) يمكن إخراجها على شاشة أخرى.




إشعار

- قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص في EIZO للحصول على معلومات حول الشاشات ولوحات الرسومات البيانية التي يمكن استخدامها لتوصيل السلسلة التعاقبية: www.eizoglobal.com
- لإعداد اتصال سلسلة تعاقبية، قم بتوصيل موصل DisplayPort 1 أو موصل USB من النوع C (صاعد: )، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ضبط "Daisy Chain" في قائمة إعدادات المسؤول. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- في إعدادات المصنع، يتم وضع غطاء فوق USB من النوع C (هابط: )، قم بنزع الغطاء عند الاستخدام.

2. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار وموصل التيار بالشاشة.
قم بإدخال سلك الطاقة بالكامل داخل الشاشة.

3. عند عدم استخدام لتوصيل USB من النوع C وعند استخدام RadiCS / RadiCS LE أو توصيل جهاز USB (جهاز طرفي يدعم USB) بالشاشة، قم بتوصيل كابل USB 2.0 بموصل USB من النوع B على الشاشة وموصل USB من النوع A على جهاز الكمبيوتر.



عند استخدام توصيل USB من النوع C وعند استخدام RadiCS / RadiCS LE أو عند توصيل جهاز USB (جهاز طرفي متصل بـ USB) بالشاشة، اضبط "USB selection" في قائمة الإعدادات على "USB-C" (انظر "تحديد USB" في دليل التركيب).

إشعار
<ul style="list-style-type: none"> • عند توصيل الشاشة بجهاز الكمبيوتر الذي تم تثبيت RadiCS / RadiCS LE عليه، قم بتوصيل USB من النوع B (1) أو USB من النوع C (صاعد: 2). • عند استخدام USB من النوع B (2)، قم بإزالة الغطاء بشكل مسبق. بالإضافة إلى ذلك، قم بتغيير إعداد "USB selection" في قائمة الإعدادات (انظر "تحديد USB" في دليل التركيب).

2.3 تشغيل مصدر الطاقة

1. المس لتشغيل مصدر الطاقة الخاصة بالشاشة.
بضوء مؤشر الشاشة الخاص بمفتاح الطاقة باللون الأخضر.
إذا كان مؤشر الطاقة لا يضيء، فانظر **3 مشكلة عدم وجود صورة** [30].

ملاحظة
<ul style="list-style-type: none"> • عند لمسك لأي من مفاتيح التشغيل باستثناء مفتاح إيقاف تشغيل الشاشة سيبدأ الوميض لتتمكن من معرفة مكان مفتاح الطاقة.


2. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.
تظهر صورة بالشاشة.
في حالة عدم ظهور أي صورة، انظر **3 مشكلة عدم وجود صورة** [30] للحصول على نصائح إضافية.

إشعار
<ul style="list-style-type: none"> • عند الاتصال لأول مرة أو عند تغيير طريقة الاتصال، فقد تكون إعدادات العرض مثل الدقة أو نطاق العرض غير مناسبة. تحقق مما إذا تمت تهيئة إعدادات جهاز الكمبيوتر بطريقة صحيحة. • ولأغراض توفير الطاقة، يُوصى بإيقاف التشغيل من زر التشغيل. عند عدم استخدام الشاشة، يمكنك إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة الرئيسي أو فصل قابس التيار بحيث يتم قطع التيار بشكل كامل.

ملاحظة
<ul style="list-style-type: none"> • لكي يتم تحقيق أقصى قدر من المدى العمري للشاشة بواسطة منع تضاول السطوع وللحد من استهلاك الطاقة، يجب القيام بما يلي: <ul style="list-style-type: none"> – استخدم وظيفة توفير الطاقة بجهاز الكمبيوتر أو الشاشة. – قم بإيقاف تشغيل الشاشة بعد استخدامها.

2.4 ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها

احمل الحواف العليا والسفلى أو اليمنى واليسرى للشاشة بكلتا يديك، واضبط ارتفاع الشاشة، ومن ثم قم بإمالتها وتدويرها حتى تصل إلى الوضع الأمثل لأداء المهام.



إشعار

- بعد الانتهاء من الضبط، تأكد من توصيل الكابلات بشكل صحيح.
- بعد ضبط الارتفاع والزاوية، قم بتمرير الكابلات عبر حامل الكابل.

3 مشكلة عدم وجود صورة

مؤشر مفتاح الطاقة لا يضيء.

- تحقق من توصيل سلك الطاقة بشكل صحيح.
- شغل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة.
- اللمس (N).
- أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.

مؤشر مفتاح الطاقة يضيء: أخضر

- زيادة "Brightness"، أو "Contrast"، أو "Gain" في قائمة الإعداد. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.

مؤشر مفتاح الطاقة يضيء: برتقالي


- قم بتبديل إشارة الدخل. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- قم بتحريك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح.
- تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- تحقق من توصيل كابل الإشارة بشكل صحيح. قم بتوصيل كابلات الإشارة بموصلات إشارة الدخل المناسبة لها.
- أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

المؤشر الخاص بمفتاح الطاقة يومض: برتقالي، أخضر

- أجر التوصيل باستخدام كابل الإشارة المحددة من قِبَل شركة EIZO. ثم أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، وأعد تشغيله مرة أخرى بعد عدة دقائق.

تظهر رسالة "No Signal" على الشاشة.


مثال:



- قد تظهر الرسالة المبيّنة في الأعلى نظرًا لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تقوم بإخراج الإشارة بعد تشغيل الطاقة على الفور.
- تحقق من تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- تحقق من توصيل كابل الإشارة بشكل صحيح. قم بتوصيل كابلات الإشارة بموصلات إشارة الدخل المناسبة لها.
- موصل USB من النوع C (هابط: USB-C) يُستخدم لخرج توصيل السلسلة التعاقبية. لا يتم عرض الشاشة حتى عند الاتصال بجهاز كمبيوتر.
- قم بتبديل إشارة الدخل. للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي بالجزء الخلفي من الشاشة، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.

تظهر رسالة "Signal Error" على الشاشة.


مثال:



DisplayPort 1
Signal Error

- تحقق مما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة (انظر [4.2 معدلات الدقة المتوافقة](#) [34]).
- أعد تشغيل الكمبيوتر.
- اختر الإعداد المناسب باستخدام الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. ارجع إلى دليل مستخدم لوحة الرسومات لمزيد من التفاصيل.

تظهر رسالة "DP Unsupported" على الشاشة



USB-C
DP Unsupported

- تحقق مما إذا كان الكابل المتصل هو كابل إشارة موسى به من قبل EIZO.
- تحقق مما إذا كان USB من النوع C الخاص بالجهاز المتصل يدعم إخراج إشارة الفيديو (وضع DisplayPort Alt). للحصول على تفاصيل، تواصل مع الشركة المُصنعة للجهاز.
- قم بتوصيل كابل DisplayPort أو كابل HDMI.

4 المواصفات

4.1 قائمة المواصفات

4.1.1 لوحة LCD

النوع	IPS (مضاد للوهج)
إضاءة خلفية	LED
الحجم	30.5 بوصة (77.5 سم)
معدل الدقة	4096 نقطة × 2160 خط
حجم العرض (أفقي × رأسي)	685.7 مم × 361.6 مم
المسافة بين البكسلات (أفقي × رأسي)	0.167 مم × 0.167 مم
ألوان العرض	10 بت ألوان (USB / DisplayPort من النوع C): حتى 1.07 مليار لون (من لوحة ألوان بها ما يقرب من 543 مليار لون) 8-بت (DisplayPort / HDMI): 16.77 مليون لون (من لوحة ألوان بها ما يقرب من 543 مليار لون)
زاوية العرض (أفقي/رأسي، نموذجي)	178 درجة / 178 درجة
السطوع الموصى به	270 سي دي/م ²
نسبة التباين (نموذجي)	1800:1
وقت الاستجابة (نموذجي)	25 مللي ثانية (أسود - أبيض - أسود)

4.1.2 إشارات الفيديو

أطراف توصيل الدخل	DisplayPort x 2، USB من النوع C وضع DisplayPort x 1، HDMI x 1 (Alt)	
أطراف توصيل الخرج	USB من النوع C وضع DisplayPort Alt x 1	
تردد المسح الأفقي	USB من النوع C، DisplayPort	31 كيلو هرتز - 134 كيلو هرتز
	HDMI	31 كيلو هرتز - 136 كيلو هرتز
تردد المسح العمودي ^{1*}	59 هرتز - 61 هرتز (720 × 400: 69 هرتز - 71 هرتز)	
الوضع المزامن للإطار	59 هرتز - 61 هرتز	
تردد الصورة النقطي	USB من النوع C، DisplayPort	25 ميغا هرتز - 570 ميغا هرتز
	HDMI	25 ميغا هرتز - 600 ميغا هرتز

^{1*} يختلف تردد المسح العمودي المدعوم وفقاً للدقة. للحصول على المزيد من المعلومات، انظر 4.2 معدلات الدقة المتوافقة [34].

4.1.3 USB

منفذ	صاعد	USB من النوع C، 1 × USB من النوع B x 2
	هابط	USB من النوع A، 3 × USB من النوع C x 1
قياسي	مراجعة مواصفات USB 2.0	
سرعة الاتصال	480 ميغابايت/ثانية، 12 ميغابايت/ثانية، 1.5 ميغابايت/ثانية	
مصدر إمداد الطاقة	صاعد	USB من النوع C: قوة كحد أقصى (5 فولت/3 أمبير، 9 فولت/3 أمبير، 15 فولت/3 أمبير، 20 فولت/4.7 أمبير)
	هابط	USB من النوع A: 500 مل أمبير لكل منفذ كحد أقصى USB من النوع C: قوة 15 وات كحد أقصى (5 فولت/3 أمبير)

4.1.4 الشبكة

منفذ	RJ-45 (محول USB LAN)
أنظمة تشغيل مدعومة ^{1*}	نظام التشغيل Windows 11 نظام التشغيل Windows 10 (32 بت / 64 بت)

نظام التشغيل (10.12) macOS Sierra أو إصدار أحدث	
IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)	LAN سلكية

^{1*} سينتهي دعم EIZO عندما ينتهي دعم بائع نظام التشغيل.

4.1.5 الطاقة

تيار متردد بجهد 100 - 240 فولت ± 10% ، 50 / 60 هرتز 2.65 أمبير - 1.15 أمبير	الدخل
قوة 260 أو أقل	الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
0.5 وات أو أقل ^{1*}	وضع توفير الطاقة
0.5 وات أو أقل ^{2*}	وضع الاستعداد

^{1*} عند استخدام استيراد منفذ DisplayPort وعدم توصيل منفذ USB الصاعد، "On": "One Cable" DP Power Save: "Off": "Daisy Chain" - "Output": "Off" ، لم يتم توصيل حمل خارجي

^{2*} عند عدم توصيل منفذ USB الصاعد، "On": "One Cable PbyP": "Off": "Daisy Chain" - "Output": "Off" ، لم يتم توصيل حمل خارجي

4.1.6 المواصفات المادية

721.0 مم × 469.5 مم - 569.5 مم × 225.1 مم (الميل: 0 درجة)	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
721.0 مم × 507.9 مم - 607.9 مم × 273.8 مم (الميل: 30 درجة)	
721.0 مم × 401.0 مم × 73.0 مم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) (بلا ركيزة)
12.4 كجم تقريباً	الوزن الصافي
8.2 كجم تقريباً	الوزن الصافي (بلا ركيزة)
100 مم (الميل: 0 درجة)	معدل ضبط الارتفاع
لأعلى 30 درجة، لأسفل 5 درجات	الإمالة
70 درجة	التدوير

4.1.7 متطلبات التشغيل البيئية

0 درجة مئوية : 35 درجة مئوية	درجة الحرارة
20% - 80% رطوبة نسبية (لا يوجد تكاثف لقطرات الندى)	الرطوبة
hPa - 1060 hPa 540	ضغط الهواء

4.1.8 شروط النقل / التخزين

20- درجة مئوية : 60 درجة مئوية	درجة الحرارة
10% - 90% رطوبة نسبية (لا يوجد تكاثف لقطرات الندى)	الرطوبة
hPa - 1060 hPa 200	ضغط الهواء

4.2 معدلات الدقة المتوافقة

تدعم الشاشة معدلات الدقة التالية.

✓: مدعوم، -: غير مدعوم

HDMI		USB / DisplayPort من النوع C			تردد المسح العمودي (Hz)	معدل الدقة
عرض PinP	عرض شاشة واحدة	عرض PinP	عرض PbyP	عرض شاشة واحدة		
✓	✓	✓	✓	✓	59.940	480 × 640
✓	✓	-	-	-	60.000	480 × 640
✓	✓	✓	✓	✓	70.087	400 × 720
✓	✓	-	-	-	59.940	480 × 720
✓	✓	-	-	-	60.000	480 × 720
✓	✓	✓	✓	✓	60.317	600 × 800
✓	✓	✓	✓	✓	60.004	768 × 1024
✓	-	✓	-	-	59.963	1600 × 1200
✓	-	✓	-	-	59.940	1920 × 1200
✓	✓	-	-	-	59.940	720 × 1280
✓	✓	-	-	-	60.000	720 × 1280
✓	✓	✓	✓	✓	60.020	1024 × 1280
✓	✓	✓	✓	✓	60.000	1200 × 1600
✓	✓	-	-	-	59.940	1080 × 1920
✓	✓	-	-	-	60.000	1080 × 1920
^{1*} ✓	-	^{1*} ✓	-	-	59.950	1200 × 1920
-	-	-	^{1*} ✓	-	59.975	2160 × 2048
-	✓	-	-	-	59.940	2160 × 3840
-	-	-	-	✓	59.997	2160 × 3840
-	✓	-	-	-	60.000	2160 × 3840
-	✓	-	-	-	59.940	2160 × 4096
-	-	-	-	^{1*} ✓	59.983	2160 × 4096
-	^{1*} ✓	-	-	-	60.000	2160 × 4096

^{1*} الدقة الموصى بها

4.3 الملحقات

الملحقات التالية متوفرة بشكل منفصل.

للحصول على أحدث المعلومات حول الملحقات الاختيارية والمعلومات حول أحدث لوحة رسومات متوافقة، ارجع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنا.

(www.eizoglobal.com)

طقم المعايرة	RadiCS UX2 الإصدار 5.1.2 أو إصدار أحدث
برامج إدارة شبكة QC	RadiCS Version Up Kit الإصدار 5.1.2 أو إصدار أحدث
طقم التنظيف	RadiNET Pro الإصدار 5.1.2 أو إصدار أحدث
ضوء مريح لغرف القراءة	منظف الشاشة RadiLight
محول VESA للتميل النحيف أو جهاز الكمبيوتر الصغير	PCSK-R1
كابل إشارة (USB من النوع C - DisplayPort)	CP200

الملحق

المعايير الطبية

- يجب ضمان أن النظام النهائي متوافق مع متطلبات IEC60601-1-1.
- قد تتبعث من جهاز مصدر إمداد الطاقة موجات كهرومغناطيسية والتي بدورها قد تؤثر على أداء الشاشة أو تقلله أو تتسبب في حدوث عطل بها. لذا فم بتركيب الجهاز في بيئة يمكن التحكم بها حيث يمكن تجنب هذه التأثيرات.

تصنيف المنتج

- نوع الحماية ضد الصدمات الكهربائية: الفئة I
- الفئة EMC: IEC60601-1-2 المجموعة 1 الفئة B
- تصنيف الجهاز الطبي (EU): الفئة I
- نمط العملية: مستمر
- فئة IP: IPX0

معلومات EMC

RadiForce MX317W يتمتع بالقدرة على عرض الصور الطبية بشكل صحيح.




بيانات الاستخدام المقصودة

تم إعداد RadiForce MX317W للاستخدام في البيئة المحددة أدناه.

- بيئات مرافق الرعاية الصحية المهنية مثل العيادات والمستشفيات
- المسكن، مثل مكان الإقامة والمنازل، داخل بيئات الرعاية الصحية المنزلية

البيئات التالية غير مناسبة لاستخدام RadiForce MX317W:

- بيئات الرعاية الصحية المنزلية، باستثناء المسكن
- في المناطق القريبة من المعدات الجراحية عالية التردد مثل مشارط الجراحة الكهربائية
- في المناطق القريبة من معدات العلاج ذات الموجة القصيرة
- غرفة الترددات اللاسلكية المحمية الخاصة بأنظمة المعدات الطبية للتصوير بالرنين المغناطيسي
- في المواقع المحمية للبيئات الخاصة
- التثبيت في المركبات بما في ذلك سيارات الإسعاف
- بيئات خاصة أخرى

تحذير 
• يتطلب RadiForce MX317W احتياطات خاصة تتعلق بـ EMC وتحتاج إلى التنبيه. أنت بحاجة إلى قراءة المعلومات الخاصة في EMC بعناية وقسم الاحتياطات الموجود في هذا المستند ومراعاة التعليمات التالية عند تثبيت وتشغيل المنتج.
تحذير 
• لا ينبغي استخدام RadiForce MX317W بالقرب من أجهزة أخرى أو وهو ملتصقًا بها. إذا لزم الأمر الاستخدام المجاور أو الملاصق، فيجب ملاحظة الجهاز أو النظام للتحقق من التشغيل الطبيعي في التهيئة التي سوف يتم استخدامه من خلالها.
تحذير 
• عند استخدام أجهزة الاتصالات ذات التردد اللاسلكي المحمولة، اتركها بعيدة بمقدار 30 سم (12 بوصة) أو أكثر عن أي جزء بما في ذلك الكابلات الخاصة بـ RadiForce MX317W. وإلا قد ينتج عن ذلك تدهور أداء الجهاز.
تحذير 
• أي شخص يحاول توصيل أجهزة إضافية بالجزء الخاص بدخل الإشارة أو أجزاء خرج الإشارة، وتكوين نظام طبي، فإنه يتحمل مسؤولية أن النظام متوافق مع متطلبات IEC60601-1-2.
تحذير 
• لا تلمس موصلات مدخل/مخرج الإشارة عند استخدام RadiForce MX317W. وإلا فقد تتأثر الصورة المعروضة.

تحذير 				
<p>• تأكد من استخدام الكابلات المرفقة مع المنتج، أو الكابلات الموصى بها من قبل EIZO. قد ينتج عن استخدام كابلات أخرى غير الموصى بها من قبل EIZO الخاصة بهذا الجهاز زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض المناعة الكهرومغناطيسية الخاصة بهذا الجهاز والتشغيل غير الصحيح.</p>				
منفذ أحادي	أقصى طول للكابل	محمي	قلب حديدي	كابل موصى به
DisplayPort	3 م	محمي	غير مزودة بقلب حديدي	PP300-V14
HDMI	3 م	محمي	مزودة بقلب الفريت	HH300PR
USB من النوع C (صاعد)	1.5 م	محمي	غير مزودة بقلب حديدي	CC150SS81G-5A
USB من النوع C (هابط)	2 م	محمي	غير مزودة بقلب حديدي	-
USB من النوع B (صاعد)	3 م	محمي	مزودة بقلب الفريت	UU300 / MD-C93
USB من النوع A (هابط)	3 م	محمي	غير مزودة بقلب حديدي	-
إيثرنت	30 م	غير محمي	غير مزودة بقلب حديدي	-
مدخل التيار المتردد (أو دخل التيار المتردد)	3 م	غير محمي	غير مزودة بقلب حديدي	مع سلك التأريض

الأوصاف الفنية

الانبعاثات الكهرومغناطيسية

تم تصميم RadiForce MX317W للاستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه. يجب أن يتأكد العميل أو مستخدم RadiForce MX317W من استعمال RadiForce MX317W في هذه البيئة.


اختيار الانبعاثات	الامتثال	بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد
انبعاثات التردد اللاسلكي CISPR11	المجموعة 1	يستخدم RadiForce MX317W طاقة التردد اللاسلكي لتأدية وظائفه الداخلية فقط. لذلك، تكون انبعاثات التردد اللاسلكي الخاصة بها منخفضة جدًا ومن غير المحتمل أن تتسبب في أي تداخل في بيئة إلكترونية مجاورة.
انبعاثات التردد اللاسلكي CISPR11	الفئة B	يعتبر RadiForce MX317W مناسب للاستخدام في كافة المؤسسات، بما في ذلك البيئات الداخلية وهؤلاء الذين هم على اتصال مباشر بشبكة الإمداد بالطاقة منخفضة الجهد العامة والتي تقوم بتزويد المباني المستخدمة للأغراض الداخلية.
الانبعاثات التوافقية IEC61000-3-2	الفئة D	
ذبذبات الجهد/انبعاثات الوميض IEC61000-3-3	يتوافق مع	

المناعة الكهرومغناطيسية

تم اختبار RadiForce MX317W في مستويات التوافق التالية (C) وفقاً لمتطلبات الاختبار (T) الخاصة ببيئات مرافق الرعاية الصحية المهنية وبيئات الرعاية الصحية المنزلية المحددة في IEC60601-1-2.

يجب أن يتأكد العميل أو مستخدم RadiForce MX317W من استعماله في هذه البيئة.

اختبار المناعة	مستوى الاختبار (T)	مستوى التوافق (C)	بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد
التفريغ الاستاتيكي (ESD) IEC61000-4-2	تفريغ اتصال ± 8 كيلو فولت تفريغ هواء ± 15 كيلو فولت	تفريغ اتصال ± 8 كيلو فولت تفريغ هواء ± 15 كيلو فولت	يجب أن تكون الأرضيات من الخشب، أو الخرسانة أو من بلاط السيراميك. إذا كانت الأرضيات مغطاة بمادة اصطناعية، فيجب أن تكون الرطوبة النسبية 30 % على الأقل.
سريع الزوال كهربي/منفجر IEC61000-4-4	خطوط الطاقة ± 2 كيلو فولت خطوط الدخل / الخرج ± 1 كيلو فولت	خطوط الطاقة ± 2 كيلو فولت خطوط الدخل / الخرج ± 1 كيلو فولت	يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية.
انخفاض التيارات IEC61000-4-5	خط إلى خط ± 1 كيلو فولت خط إلى الأرض ± 2 كيلو فولت	خط إلى خط ± 1 كيلو فولت خط إلى الأرض ± 2 كيلو فولت	يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية.
انحدار الجهد، وحالات التعطل القصيرة واختلافات الجهد في خطوط دخل مصدر إمداد الطاقة IEC61000-4-11	0 % U _T 100 % انحدار في 0.5 دائرة و 1 دائرة 70 % U _T 30 % انحدار في 25 دائرة / 50 هرتز 0 % U _T 100 % انحدار في 250 دائرة / 50 هرتز	0 % U _T 100 % انحدار في 0.5 دائرة و 1 دائرة 70 % U _T 30 % انحدار في 25 دائرة / 50 هرتز 0 % U _T 100 % انحدار في 250 دائرة / 50 هرتز	يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية. إذا احتاج مستخدم RadiForce MX317W التشغيل المستمر أثناء عمليات تعطل الوصلات الرئيسية للطاقة، فيوصى بتشغيل RadiForce MX317W من خلال مصدر إمداد الطاقة اللامقطعة أو بطارية.
المجالات المغناطيسية لتردد الطاقة IEC61000-4-8	30 أمبير/م (50 / 60 هرتز)	30 أمبير/م	ينبغي أن تكون المجالات المغناطيسية لتردد الطاقة عند المستويات المخصصة لموقع نموذجي في بيئة تجارية نموذجية أو صحية. يجب الاحتفاظ بهذا المنتج على بعد 15 سم على الأقل عن مصدر تردد طاقة المجالات المغناطيسية أثناء الاستخدام.

اختبار المناعة	مستوى الاختبار (T)	مستوى التوافق (C)	بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد
الاضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجالات الترددات اللاسلكية IEC61000-4-6	Vrms 3 150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا هرتز	Vrms 3	لا يجب أن يتم استخدام الأجهزة القابلة للحمل أو أجهزة الاتصالات ذات التردد اللاسلكي المحمولة بالقرب من أي جزء لـ RadiForce MX317W، بما في ذلك الكابلات، فضلاً عن المسافة الفاصلة الموصى بها والمحسوبة من المعادلة القابلة للتطبيق مع تردد المحول. المسافة الفاصلة الموصى بها المسافة = $\sqrt{1.2}$ الطاقة
مجال التردد اللاسلكي المشع IEC61000-4-3	Vrms 6 نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات العلمية والطبية والصناعية ¹ ونطاقات اللاسلكي الخاص بالهواة ² بين 150 كيلو هرتز و 80 ميغا هرتز	Vrms 6	المسافة = $\sqrt{1.2}$ الطاقة المسافة = $\sqrt{2.3}$ الطاقة، 800 ميغا هرتز - 2.7 جيجا هرتز
	10 فولت/م 80 ميغا هرتز - 2.7 جيجا هرتز	10 فولت/م	حيث يمثل الرمز "P" الحد الأقصى لتقييم طاقة الإخراج الخاصة بالمحول بالوات (W) وفقاً لمصنع المحول والرمز "d" هو المسافة الفاصلة الموصى بها بالمتر (m). قوى المجال من محولات التردد اللاسلكي الثابتة، كما هو محدد من خلال استطلاع الموقع الكهرومغناطيسي ³ ، يجب أن يكون أقل من مستوى الامتثال في كل نطاق تردد ⁴ . قد يحدث تداخل بالقرب من الأجهزة الموجودة بها علامة الرمز التالي. 

ملاحظة

- U_T هو الجهد الكهربي لوصلات التيار المتردد قبل تطبيق مستوى الاختبار.
- عند 80 ميغا هرتز و 800 ميغا هرتز، يتوافق نطاق التردد الأعلى.
- قد لا يتم تطبيق التوجيهات الإرشادية هذه المتعلقة بالاضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجالات الترددات اللاسلكية أو مجالات التردد اللاسلكي المشع في كافة الحالات. يتأثر التولد الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس من التركيبات والأشياء والأشخاص.

^{1*} إن نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات (العلمية والطبية والصناعية) بين 150 كيلو هرتز و 80 ميغا هرتز هي من 6.765 ميغا هرتز إلى 6.795 ميغا هرتز، من 13.553 ميغا هرتز إلى 13.567 ميغا هرتز، من 26.957 ميغا هرتز إلى 27.283 ميغا هرتز، ومن 40.66 ميغا هرتز إلى 40.70 ميغا هرتز.

^{2*} نطاقات اللاسلكي الخاص بالهواة من 0.15 ميغا هرتز إلى 80 ميغا هرتز هي من 1.8 ميغا هرتز إلى 2.0 ميغا هرتز، ومن 3.5 ميغا هرتز إلى 4.0 ميغا هرتز، ومن 5.3 ميغا هرتز إلى 5.4 ميغا هرتز، ومن 7 ميغا هرتز إلى 7.3 ميغا هرتز، ومن 10.1 ميغا هرتز إلى 10.15 ميغا هرتز، ومن 14 ميغا هرتز إلى 14.2 ميغا هرتز، ومن 18.07 ميغا هرتز إلى 18.17 ميغا هرتز، ومن 21.0 ميغا هرتز إلى 21.4 ميغا هرتز، ومن 24.89 ميغا هرتز إلى 24.99 ميغا هرتز، ومن 28.0 ميغا هرتز إلى 29.7 ميغا هرتز، و 50.0 ميغا هرتز إلى 54.0 ميغا هرتز.

^{3*} لا يمكن التنبؤ بقوى المجال من المحولات الثابتة، على سبيل المثال المحطات الرئيسية للهواتف اللاسلكية (الخلوية/اللاسلكية) واللاسلكي المحمول الأرضي، واللاسلكي الخاص بالهواة، وإذاعات الراديو AM و FM وإذاعة التلفزيون نظرياً بدقة. لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية بسبب محولات التردد اللاسلكي الثابتة، فيجب وضع استطلاع الموقع الكهرومغناطيسي في الاعتبار. إذا تجاوزت قوة المجال التي تمت قياسها في الموقع الذي يتم فيه استخدام RadiForce MX317W مستوى توافق التردد اللاسلكي المعمول به أعلاه، فيجب ملاحظة RadiForce MX317W للتحقق من التشغيل الطبيعي. إذا تمت ملاحظة أداء غير طبيعي، فقد يلزم الأمر وجود معايير إضافية، على سبيل المثال إعادة توجيهه أو إعادة وضع RadiForce MX317W.

^{4*} فوق نطاق التردد 150 كيلو هرتز إلى 80 كيلو هرتز، يجب أن تكون قوى المجال أقل من 3 فولت/م.

المسافات الفاصلة الموصى بها بين الأجهزة المحمولة أو أجهزة اتصال التردد اللاسلكي المحمولة و RadiForce MX317W

تم تصميم RadiForce MX317W للاستخدام في بيئة كهرومغناطيسية والتي يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد اللاسلكي المشع. يمكن للتعديل أو مستخدم RadiForce MX317W المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خلال الحفاظ على الحد الأدنى للمسافة (30 سم) بين الأجهزة المحمولة وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات) و RadiForce MX317W. تم اختبار RadiForce MX317W عند مستويات التوافق التالية (C) لمستويات الاختبار المطلوبة (T) لمنع المجالات الكهرومغناطيسية القريبة في خدمات اتصالات التردد اللاسلكي التالية.

اختبار التردد (ميغا هرتز)	عرض النطاق ^{1*} (ميغا هرتز)	الخدمة ^{1*}	التعديل ^{2*}	مستوى الاختبار (T) ^{3*} (فولت/م)	مستوى التوافق (C) (فولت/م)
385	390 – 380	TETRA 400	نابض التعديل ^{2*} 18 هرتز	27	27
450	470 – 430	GMRS 460, FRS 460	FM الانحراف ± 5 كيلو هرتز جيب الزاوية 1 كيلو هرتز	28	28
710	787 – 704	نطاق 13، LTE، 17	نابض التعديل ^{2*} 217 هرتز	9	9
745					
780					
810	960 – 800	GSM 800 / 900، TETRA 800، iDEN 820 ،CDMA 850 نطاق 5 LTE	نابض التعديل ^{2*} 18 هرتز	28	28
870					
930					
1720	1990 – 1700	؛GSM 1800 ؛CDMA 1900 ؛GSM 1900 ؛DECT نطاق 1، 3، 4، ؛25 UMTS	نابض التعديل ^{2*} 217 هرتز	28	28
1845					
1970					
2450	2570 – 2400	Bluetooth، WLAN، 802.11 b/g/n، ،RFID 2450 نطاق 7 LTE	نابض التعديل ^{2*} 217 هرتز	28	28
5240	5800 – 5100	WLAN 802.11 a/n	نابض التعديل ^{2*} 217 هرتز	9	9
5500					
5785					

^{1*} للحصول على بعض الخدمات، تم إرفاق ترددات الوصلة الصاعدة فقط.

^{2*} تم تعديل الناقل باستخدام 50% من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل.

^{3*} تم حساب مستويات الاختبار بأقصى طاقة ومسافة فاصلة بمقدار 30 سم.

يمكن للعميل أو مستخدم RadiForce MX317W منع التداخل الناجم عن المجالات المغناطيسية القريبة من خلال الحفاظ على مسافة لا تقل عن (15 سم) بين محول التردد اللاسلكي و RadiForce MX317W. تم اختبار RadiForce MX317W عند مستويات التوافق التالية (C) لمستويات الاختبار المطلوبة (T) لمناعة المجال المغناطيسي القريب.

اختبار التردد	التعديل	مستوى الاختبار (T) (أمبير/م)	مستوى التوافق (C) (أمبير/م)
30 كيلو هرتز	CW (موجة مستمرة)	8	8
134.2 كيلو هرتز	نايض التعديل ^{1*} 2.1 كيلو هرتز	65	65
13.56 كيلو هرتز	نايض التعديل ^{1*} 50 كيلو هرتز	7.5	7.5

^{1*} تم تعديل الناقل باستخدام 50% من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل.

للأجهزة المحمولة الأخرى وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات)، يكون الحد الأدنى للمسافة بين الأجهزة المحمولة وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات) RadiForce MX317W الموصى بها أدناه، وفقاً للحد الأقصى لطاقة المخرج لأجهزة الاتصالات.

المسافة الفاصلة وفقاً لتردد المحول (م)			تم تقييم الحد الأقصى لطاقة الخرج لجهاز الإرسال (وات)
800 كيلو هرتز – 2.7 ميجا هرتز المسافة = $\sqrt{2.3}$ الطاقة	80 ميجا هرتز – 800 ميجا هرتز المسافة = $\sqrt{1.2}$ الطاقة	150 كيلو هرتز – 80 ميجا هرتز المسافة = $\sqrt{1.2}$ الطاقة	
0.23	0.12	0.12	0.01
0.73	0.38	0.38	0.1
2.3	1.2	1.2	1
7.3	3.8	3.8	10
23	12	12	100

بالنسبة للمحولات التي تم تقييمها عند الحد الأقصى لطاقة المخرج والتي لم يتم سردها أعلاه، فيمكن تقدير المسافة الفاصلة الموصى بها "d" بالمتر (m) باستخدام المعادلة المعمول بها لتردد المحول، "P" هو الحد الأقصى لتقييم طاقة المخرج للمحول بالوات (W) وفقاً لمصنع المحول.

ملاحظة
<ul style="list-style-type: none"> • عند 80 ميجا هرتز و 800 ميجا هرتز، تتوافق المسافة الفاصلة لنطاق التردد الأعلى. • قد لا يتم تطبيق التوجيهات الإرشادية هذه المتعلقة بالاضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجالات الترددات اللاسلكية أو مجالات التردد اللاسلكي المشع في كافة الحالات. يتأثر التولد الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس من التركيبات والأشياء والأشخاص.




EIZO Corporation 
153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

EIZO GmbH 
Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany

艺卓显像技术(苏州)有限公司
中国苏州市苏州工业园区展业路8号中新科技工业坊5B

EIZO Limited 
1 Queens Square, Ascot Business Park, Lyndhurst Road,
Ascot, Berkshire, SL5 9FE, UK

EIZO AG 
Moosacherstrasse 6, Au, CH-8820 Wädenswil, Switzerland



00N0N404AZ
IFU-MX317W